

# Effitek

## Dénomination :

Collier anti-aboiement à stimulations électrostatiques



Code article: 150010  
Gencode: 3660271150100  
Code CIP: 4790097

## Composition du coffret:

1 boîtier Effitek  
1 lanière et son passant  
1 pile 3V  
1 jeton-aimant  
1 notice d'utilisation  
1 carte de garantie

## Caractéristiques:

- ▣ Garantie de 2 ans
- ▣ Fabrication 100% française
- ▣ 3 modes de fonctionnement
- ▣ 8 niveaux de stimulations
- ▣ Convient à toute taille de chiens
- ▣ Poids du collier: 80 g
- ▣ Dimensions: 167mm x 127mm x 54 mm

## Principe de fonctionnement:

Un bip sonore précède la stimulation électrostatique, pour que le chien fasse le lien entre bip et stimulation électrostatique.

Au premier aboiement, un bip et une stimulation électrostatique de niveau 1 sont émis, prévenant le chien. Si le chien poursuit ses aboiements dans les 10 secondes, il reçoit une seconde stimulation électrostatique de niveau 2.

L'incrémentation se fait, jusqu'à ce que les aboiements cessent. Le chien ajuste la stimulation électrostatique à son niveau de sensibilité.

Le niveau de stimulation auquel le chien a cessé d'aboyer est gardé en mémoire jusqu'au prochain aboiement.

S'il n'y a pas d'aboiement pendant 5 minutes, l'intensité de la stimulation descend d'un niveau, et ce ainsi de suite jusqu'au niveau 1.

Le collier régule automatiquement le niveau de la stimulation électrostatique en fonction de la sensibilité du chien et de la fréquence de ses aboiements.

## Niveaux de stimulations:

- ▣ Bip: niveau de prévenance de l'animal
- ▣ Niveaux 1 et 2: stimuli disruptifs = effets de surprise (niveaux de mise en alerte de l'animal)
- ▣ Niveaux 3 à 8: stimuli aversifs = punition

## Modes de fonctionnement:

Mode 1 = Bip sonore + stimulation électrostatique  
Mode 2 = Bip sonore seul  
Mode 3 = Stimulation électrostatique seule

## Contre-indications:

- ▣ Ne pas laisser le collier sur le cou du chien plus de 8h par jour
- ▣ Ne pas utiliser le collier sur un chiot de moins de 6 mois
- ▣ En cas de doute, demander l'avis à un vétérinaire

## Accessoires disponibles:

Pile 3V Code 150041

## Coordonnées société:

Société Dynavet  
51 rue Chappe  
63051 Clermont-Ferrand Cedex 2 - France

Tél: +33 (0)4 73 42 25 50  
Fax: +33 (0)4 73 42 25 55  
[www.dynavet.com](http://www.dynavet.com)

**DYNAVET®**